

Schnelldesinfektionsmittel

# DESCOCEPT SPEZIAL

Alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel

- Besonders geeignet für alkoholempfindliche Flächen
- Hoher Reinigungseffekt
- Kurze Einwirkzeit

Schaumapplikation  
zur Verhinderung  
von Aerosolen



**Produktbeschreibung**

DESCOCEPT SPEZIAL ist ein alkoholfreies, gebrauchsfertiges Präparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Besonders für alkoholempfindliche Medizinprodukte und Flächen, auch für Acrylglas geeignet. Auf der Basis von quaternären Ammoniumverbindungen.

DESCOCEPT SPEZIAL enthält keine Alkohole, Aldehyde und Phenole und ist außerdem geruchsneutral.

**Anwendungsgebiete**

**Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR):** Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischen Inventar und Flächen aller Art.

**Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG):** Schnelldesinfektion und Reinigung von nichtinvasiven alkoholempfindlichen Medizinprodukten.

**Anwendung**

Flächen mit DESCOCEPT SPEZIAL bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			30 s	1 min	2 min
<b>Bakterien und Hefen</b>					
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	VAH** / EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung		•	
<b>Behüllte Viren</b>					
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	•		
	EN 14476	niedrige Belastung	•		
<b>Unbehüllte Viren</b>					
wirksam gegen Papova/SV40 - Viren	EN 14476	hohe Belastung			•
wirksam gegen Rotaviren	RKI/DVV		•		

\* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)  
\*\* gelistet in der 5 Min.-Spalte der VAH-Liste

EN Normen			1 min
<b>Wirksamkeiten und Prüfmethode</b>			
bakterizid	EN 1040	Basistest	•
levurozid (C. albicans)	EN 1275	Basistest	•
bakterizid (medizinischer Bereich)	EN 13727	hohe Belastung	•
levurozid (C. albicans, medizinischer Bereich)	EN 13624	hohe Belastung	•
bakterizid (Lebensmittel-/Industriebereich)	EN 1276 / EN 13697	hohe Belastung	•
levurozid (C. albicans, Lebensmittel-/Industriebereich)	EN 1650 / EN 13697	hohe Belastung	•



# DESCOCEPT SPEZIAL

## Alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel

### Anwendungshinweise

DESCOCEPT SPEZIAL kann als Wischdesinfektion oder Schaum-Sprühapplikation verwendet werden.

Einsatz in Vliestuchspendersystemen: DESCOCEPT SPEZIAL eignet sich insbesondere zur Verwendung in Vliestuchspendersystemen mit einer begutachteten Desinfektionsleistung und einer Standzeit von bis zu 28 Tagen in Kombination mit Mehrweg Vliestuchspendersystemen wie DESCO/ECO WIPES.

### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:  
0,50 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid,  
0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

### Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
DESCOCEPT SPEZIAL	Flasche	500 ml	20	00-208-005	10045713
	Sprühflasche	750 ml	6	00-208-0075	14334621
	Flasche	1 L	10	00-208-010	07396797
	Kanister	5 L	3	00-208-050	07396805
Dosierhilfen	Schaumsprühkopf	1 L	1	00-912-010	-
	Sprühkopf (Spenderflasche)	1 L	1	00-905-010	-
	Kanisterumfüllhahn	2L/5 L/10 L	1	00-907-000	-
Zubehör	Kanisterschlüssel	-	1	00-909-050	

CE 0482



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGVS und bei der DGKH. [www.schumacher-online.com](http://www.schumacher-online.com)

